

Malzemenin Adı <i>Name of the Material</i>	:	Benzoik Asit
Malzemenin Kodu <i>Material Code</i>	:	UME CRM 1505
Onay Tarihi <i>Issue Date</i>	:	18.06.2026
Revizyon Tarihi <i>Revision Date</i>	:	18.06.2026 (Revizyon tarihçesi son sayfadadır)
Sertifika Geçerlilik Süresi <i>Validity Period of the Certificate</i>	:	Satış tarihinden itibaren 12 ay
Sertifikalandırılan Değerler <i>Certified Values</i>	:	

Parametre	Sertifikalandırılan Değer ^[2] (J/g)	Belirsizlik ^[2,3] (J/g)
Üst Isıl Değer ^[1]	26469	36

[1] Sertifika değeri izoperibol kalorimetre kullanılarak, oksijen bombası yöntemi ile belirlenmiştir.

[2] Sertifikalandırılan değer ve belirsizlik değerleri Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI) izlenebilir.

[3] Sertifikalandırılan değerlere ait belirsizlik, karakterizasyon, homojenlik, kararlılık bileşenlerini içermektedir ve standart ölçüm belirsizliğinin normal dağılım için yaklaşık % 95 güvenilirlik seviyesini sağlayan $k=2$ kapsam faktörü ile çarpımının sonucudur. Standart ölçüm belirsizliği GUM "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" dokümanına uygun olarak belirlenmiştir.

Referans malzeme üreticisi olarak faaliyet gösteren TÜBİTAK UME, TÜRKAK tarafından AB-0001-RM akreditasyon numarası ile TS EN ISO 17034:2018 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) referans malzeme sertifikalarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma (MLA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) imzalamıştır.

Satış Tarihi

Doç. Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ
Enstitü Müdürü

Sayfa 2 / 3 Page	TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ NATIONAL METROLOGY INSTITUTE	UME CRM 1505
---------------------	---	-------------------------------

Tanımlama

Description

Malzeme amber renkli cam şişe içerisinde her biri yaklaşık bir gram benzoik asit içeren 50 adet tabletten oluşmaktadır. Malzemenin hazırlanması ile ilgili ayrıntılı bilgiye sertifikalandırma raporundan ulaşılabilir.

Kullanım Amacı

Intended Use

Bu malzemenin ısı değer ölçümlerinde kullanılan kalorimetre cihazlarının kalibrasyonunda, metotların geçerli kılınmasında ve bu alandaki faaliyetlerin kalite kontrolünün sağlanmasında kullanılması amaçlanmıştır.

Kullanım Talimatları

Instructions for Use

Şişenin açılması ve kullanımı sırasında malzemenin kirlenmesini ve rutubet kapmasını önlemeye yönelik tüm önlemler alınmalıdır ve şişe kapağı uzun süre açık bırakılmamalıdır.

Şişe içerisinde bulunan her bir tablet, kalorimetre yanma odalarına zarar vermeyecek birim ağırlıkta üretilmiştir ($1,0 \pm 0,1$) g. Kullanıcı kullandığı ısı değer ölçüm standardına göre, yanma odasında uygun miktarda malzeme kullanabilir. Malzeme, sıcaklığın 50 °C ve nakliye süresinin 4 haftayı geçmemesi koşuluyla taşınabilir.

Saklama Koşulları

Storage Conditions

Malzeme (18 ± 5) °C'de ve ışıksız ortamda saklanmalıdır.

TÜBİTAK UME, malzeme ile ilgili bildirdiği saklama koşulları ve kullanım talimatına uyulmaması nedeniyle malzemedeki meydana gelebilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

Güvenlik Bilgileri

Safety Information

Malzemenin cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Isı değer ölçümü gerçekleştirildikten sonra bomba içerisinde oluşan gazlar solunmamalıdır. Malzemenin mevcut olan güvenlik kurallarına göre kullanımı ve imhası önemle tavsiye edilir. Lütfen kullanımdan önce Güvenlik Bilgi Formunu inceleyiniz.

Katılımcılar

Participants

Karakterizasyon çalışmasına katılan laboratuvar bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Laboratuvar	Adres
TÜBİTAK UME	TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Barış Mahallesi, Dr. Zeki Acar Caddesi, No.1 41470 Gebze - Kocaeli / Türkiye

Sertifikalandırılan Değerlerin Belirlenmesinde Kullanılan Metotlar ve/veya Teknikler

Methods and/or Techniques Used for the Determination of the Certified Values

Karakterizasyon çalışmasında kullanılan teknik ile ilgili bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Metot/Teknik	Parametre
Oksijen Bombası Yöntemi (Kalorimetre)	Üst Isıl Değer

Revizyon Tarihçesi

Revision History

Tarih	Açıklama
18.06.2026	İlk yayın.